

Datablad for engangsmaske/mundbind

**Produkt navn:** Medicinsk kirurgisk maske til engangsbrug

Opbygning og komponenter; Den består af maske, næseklemme og strop. Masken er i opbygget af 3 lag beskyttelse. Inder og yder lag består af ikke vævet stof. Mellemlag består af "melt-blow". Masken er antibakteriel.

**Standard:** Beskyttelsesmasken er beregnet for brug af medicinsk personale eller tilsvarende og beskytter under operation patienten mod forurening af operationssåret mod væske/dråbe forurening.

**Model:** Flad maske som fastgøres om ører. 17,5 x 9,5 cm

MÅ IKKE BRUGES AF PERSONER DER ER ALLERGISK OVERFOR IKKE-VÆVET STOF

**Instruktion** Kontroller at produktet er indenfor gyldighedsperioden. Kontroller emballage for skader. Tag masken ud og udvid næseklemme. Sørg for at masken dækker din næse, mund og hage og juster næseklemme.

ENGANGSBRUG. Må ikke benyttes hvis emballage er beskadiget.

Produktionsdato; se indpakning.

Gyldig; 12 måneder fra produktionsdato

Registreringsnr. ; Xiang Standard 20202140292

Certifikat; Xiang Fødevare og medicin inspektions afdeling godkendelsesnr. 20160025

Producent; Hunan Techray Medical Technology Co Ltd., 1F-3F bygning A1, Lugu International Medical Equipment Industry, Zone 229, Guyuan Road, Changsha, Hunan; China

Note:

1 engangsbrug

2 må ikke bruges hvis emballage er beskadiget

3 Benyttes kun indenfor gyldighedsperiode

4 læs brugermanual omhyggeligt